


Classe de TS Chimie Prof


# TP N°2 : ETUDE CINETIQUE D'UNE TRANSFORMATION SUIVI PAR UN CAPTEUR DE PRESSION

### I Protocole expérimentale :

# 1) Montage:

Le ballon est fixé sur un statif et plongé dans l'eau **d'un cristallisoir pour assurer une température constante au milieu** (indispensable car la réaction est exothermique et l'élévation de température accélère la réaction et modifie la pression dans le réacteur...); relever la valeur de la température.





### 2) Expérience n°1:

- a. Introduire **50 mL d'acide chlorhydrique à 5.0\*10<sup>-1</sup> mol/L** dans le ballon de 250 mL muni du bouchon à deux trous.
- b. Le **pressiomètre** est relié à un tube de verre introduit dans un des trous du bouchon.
- c. Un morceau de **ruban de magnésium d'environ 2 cm** de longueur (ne pas oublier de le peser : 0.020 g correspond à un morceau de 1.92 cm)) est accroché à un crochet fixé dans le deuxième orifice du bouchon de telle sorte qu'une légère secousse puisse le faire tomber dans l'acide chlorhydrique.
- d. Faire tomber le morceau de magnésium et relever la pression toutes les 30 secondes.
- e. Une **durée totale de 10 minutes** est nécessaire, dans les conditions décrites, pour atteindre l'état final (la pression finale reste alors constante)

#### 3) Expérience n°2:

On effectue la **même expérience avec l'acide chlorhydrique à 2.5\*10<sup>-1</sup> mol/L**. Il faudra alors environ **15 minutes** pour atteindre l'état final.



Classe de TS Chimie Prof

#### 4) Mesures:

Exp  $n^{\circ}1$ :

P (hPa) t (min) 1034 0 0.5 1039 1046 1 1,5 1053 1060 2 2,5 1064 1068 3 3.5 1071 1073 4

Exp  $n^{\circ}2$ :

t (min)	P (hPa)	6,5	1047
0	1036	7	1047
0,5	1037	7,5	1047
1	1038	8	1048
1,5	1039	8,5	1048
2	1040	9	1048
2,5	1041	9,5	1048
3	1042	10	1049
3,5	1043	10,5	1049
4	1043	11	1049
4,5	1044	11,5	1049
5	1045	12	1049
5,5	1045	12,5	1050
6	1046		

#### 5) Remarque:

La grandeur suivie évolue linéairement en fonction du temps (vitesse constante), car la concentration molaire en ions oxonium est quasiment constante : le magnésium est sous forme solide et l'acide chlorhydrique, en excès, ne subit qu'une très faible diminution relative de concentration molaire au cours de la transformation.

#### **II Exploitation:**

#### a. Tableau d'avancement :

Equation:		$Mg_{(s)} + 2 H_3O^+_{(aq)} \longrightarrow Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2 H_2O_{(l)}$					
Etat	Avancement						
EI	x = 0	8.3*10 <sup>-4</sup>	0.025 ou 0.013	0	0	Excès	
En cours	X	8.3*10 <sup>-4</sup> - x	0.025 - 2x ou $0.013 - 2x$	X	X	Excès	
EF	X <sub>max</sub>	0	0.024 ou 0.012	8.3*10 <sup>-4</sup>	8.3*10 <sup>-4</sup>	Excès	

Quantité initiale de magnésium : 
$$n = \frac{m}{M} = \frac{0.020}{24.0} = 8.3 * 10^{-4} mol$$

Quantité initiale d'ions oxonium : 
$$n_1 = [H_3O^+_{(aq)}]^*V = c^*V = 5.0*10^{-1}*50*10^{-3} = 0.025 \text{ mol}$$
  $n_2 = [H_3O^+_{(aq)}]^*V = c^*V = 2.5*10^{-1}*50*10^{-3} = 0.013 \text{ mol}$ 

Réactif limitant : Exp 1 : 
$$\begin{cases} 8.3*10^{-4} - x = 0 \\ 0.025 - 2x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8.3*10^{-4} \\ x = 0.013 \end{cases}$$
Exp 2 : 
$$\begin{cases} 8.3*10^{-4} - x = 0 \\ 0.013 - 2x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8.3*10^{-4} \\ x = 6.5*10^{-3} \end{cases}$$

Le magnésium est bien le réactif limitant dans les deux expériences.

On voit bien que la quantité de dihydrogène formé correspond à l'avancement de la réaction.




# Prof b. <u>Lien entre x et Δp :</u>

 $\Delta p \times V = n_{H2} \times R \times T$  donc comme  $n_{H2} = x$ :

D'après l'équation des gaz parfait :

$$x = \frac{V}{R*T} \times \Delta p = \frac{210*10^{-6}}{8.314*293} \times \Delta p = 8.6*10^{-8} \times \Delta p$$

Attention: V (volume ballon + volume tubulure - volume acide) en m³; T en K



c. Le temps de demi-réaction correspond au temps qu'il a fallu pour faire disparaître la moitié du réactif limitant (donc quand  $x=x_{max}/2$ ).

Pour l'expérience  $n^{\circ}1$ :  $t_{1/2} = 1.5$  min

Pour l'expérience  $n^2$ :  $t_{1/2} = ?$ 

- d. Nous voyons que pour l'expérience 2 la vitesse est moins grande tout au long de la réaction, on va atteindre l'état final en plus de temps : plus la concentration de la solution d'acide chlorhydrique est grande, plus la vitesse de la réaction est élevée.
- e. Pour tester le paramètre température, il ne faut faire varier que celui-là. On prend donc les mêmes quantités de magnésium et d'acide (à la même concentration) ; pour une expérience on laisse l'eau du cristallisoir à température ambiante alors que pour l'autre on va chauffer l'eau, ou bien la refroidir.

On réalise les mêmes mesures de pression.