# DOSAGES: TP4-PROF: DOSAGE EN RETOUR DE LA VITAMINE C

#### Remarque:

On peut réaliser la même manipulation en utilisant un comprimé de 1000 mg de vitamine C pour toute la classe. Le professeur dilue alors celui-ci dans une fiole de 1 L ce qui donne une solution S.

Les élèves prélèvent alors 10 mL de cette solution et procède aux manipulations du dosage en retour. Il faudra alors doubler les concentrations des solutions de diiode et de thiosulfate :  $c = 1.0*10^{-2}$  mol/L

# I Dosage d'une solution de diode :

# 1) Manipulations préalables :

- a. Observations : au fur et à mesurez que l'on verse la solution de thiosulfate, le contenu du bécher se décolore (I<sub>2</sub> est consommé et devient I )
- b. Observations : L'empois d'amidon a renforcé la couleur de la solution de diode, la décoloration est donc plus france.

#### **Question**:

L'empois d'amidon permet une meilleure visualisation du moment où les molécules de I<sub>2</sub> seront totalement consommées. Cela nous permettra de repérer plus facilement l'équivalence du dosage suivant.

## 2) Dosage d'une solution de diode :

- a. Protocole expérimental du dosage :
  - > Versez les 10 mL de solution de diiode à doser dans un bécher.
  - > Ajoutez-y un barreau aimanté.
  - Mettez le tout sur un agitateur magnétique.
  - Remplir la burette avec une solution de thiosulfate de sodium de concentration connue, ajustez le zéro.
  - Mettez l'agitateur magnétique et le bécher sous la burette.
  - Commencez à verser goutte à goutte la solution de thiosulfate dans le bécher.
  - ➤ Une fois que la solution est devenue jaune paille, rajoutez au bécher quelques gouttes d'empois d'amidon.
  - Continuez le dosage et s'arrêtez lorsqu'une goutte de thiosulfate décolore entièrement la solution du bécher.
  - $\triangleright$  On obtient  $V_E = 20 \text{ mL}$
- b. Les couples oxydoréducteurs mis en jeu sont :


$$I_{2(aq)}/I_{(aq)}^{-}$$
  $I_{2(aq)}$   $+2e^{-} = 2I_{(aq)}^{-}$   
 $S_{4}O_{6(aq)}^{2-}/S_{2}O_{3(aq)}^{2-}$   $2S_{2}O_{3(aq)}^{2-} = S_{4}O_{6(aq)}^{2-} + 2e^{-}$ 

c. Equation de la réaction de titrage :

$$2S_2O_3^2 - + I_{2(aq)} = S_4O_6^2 - + 2I_{(aq)}$$

d. En vous aidant d'un tableau d'avancement, trouvez la concentration de la solution de diiode dosée.

| Equation de réaction                       | $2S_2O_3^2$ (aq)            | + I <sub>2 (aq)</sub> = | $= S_4 O_6^{2-}$ (aq) | 2 I (aq) |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Quantité de matière<br>dans l'état initial | $n_{S_2O_3^{2^-}} = C_2V_1$ | $n_{I2} = C_0 V_0$      | 0                     | 0        |
| Quantité de matière à l'équivalence        | $C_2 V_E - 2 x_E = 0$       | $C_0 V_0 - x_E = 0$     | $x_{\mathrm{E}}$      | $2 x_E$  |



$$C_0 V_0 = \frac{C_2 V_E}{2}$$
; on trouve  $C_0 = 5.0*10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ 

### II Dosage de la vitamine C dans un comprimé :

- 1) Manipulations:
- a. On trouve un volume équivalent égal à 8.6 mL.
  - 2) Ouestions:
- a. La couleur est brune, caractéristique de la présence du diiode qui est en excès.
- b. L'ajout d'acide phosphorique permet de se placer à un petit pH ce qui permet de ne pas oxyder le glucose en même temps que la vitamine C. Le diiode réagit uniquement avec la vitamine C.

c. 
$$n(I_2)$$
 excès =  $\frac{C_2 V_E}{2} = \frac{5.0 * 10^{-3} \times 8.6 * 10^{-3}}{2} = 2.1 * 10^{-5}$  mol

d. 
$$n(I_2)_{initial} = C_0 * V_{initial} = 5.0 * 10^{-3} \times 10^{*} 10^{-3} = 5.0 * 10^{-5} \text{ mol}$$

e. 
$$n(I_2)_{réagit} = n(I_2)_{initial} - n(I_2)_{excès} = 5.0*10^{-5} - 2.1*10^{-5} = 2.9*10^{-5} \text{ mol}$$

f. Couples mis en jeu dans la réaction entre le diiode et la vitamine C :

$$I_{2(aq)}/I_{(aq)}^{-}$$

$$I_{2(aq)} + 2e^{-} = 2I_{(aq)}^{-}$$

$$C_{6}H_{6}O_{6(aq)}/C_{6}H_{8}O_{6(aq)}$$

$$C_{6}H_{6}O_{6(aq)} + 2H_{(aq)}^{+} + 2e^{-} = C_{6}H_{8}O_{6(aq)}$$

g. Equation de la réaction entre le diiode et la vitamine C :

$$C_{6}H_{8}O_{6(aq)} + I_{2(aq)} = C_{6}H_{6}O_{6(aq)} + 2H^{+}_{(aq)} + 2I^{-}_{(aq)}$$

h. Quantité de matière n<sub>C</sub> de vitamine C dans la solution S':

Comme d'après l'équation écrite précédemment, 1 mole de vitamine C réagit avec une mole de diiode, 2.9\*10<sup>-5</sup> mol de diiode a réagit avec 2.9\*10<sup>-5</sup> mol de vitamine C. C'est cette quantité de vitamine C qu'il y a dans 10 mL de solution S'.

i. Concentration en vitamine C de la solution S'?

$$c' = \frac{n}{V} = \frac{2.9 * 10^{-5}}{10 * 10^{-3}} = 2.9 * 10^{-3} \text{ mol } .L^{-1}$$

j. Concentration en vitamine C de la solution S :  $c = 10*c' = 2.9*10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ 

$$c = 10*c' = 2.9*10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

- k. Pourcentage massique en vitamine C dans le comprimé dissous :
  - D'abord on calcule la quantité de matière de vitamine C dans le comprimé, donc dans la solution S :  $n_C = c \times V = 2.9*10^{-2} \times 100*10^{-3} = 2.9*10^{-3} \text{ mol}$
  - Ensuite on calcul la masse correspondante :

$$m = n \times M = 2.9 \times 10^{-3} \times (6 \times 12.0 + 8 \times 1.00 + 6 \times 16.0) = 2.9 \times 10^{-3} \times 176 = 0.51 g$$

➤ Pour calculer le pourcentage massique, on effectue :

$$\frac{0.51}{0.500}$$
 \* 100 = 102 % . Malgré nos précautions, il y a sûrement une partie du diiode qui a réagit avec

le glucose présent dans le comprimé.

De plus, il vaut mieux que les industriels soient sûrs d'avoir au moins 500 mg de vitamine dans le comprimé pour ne pas être accusé de publicité mensongère : ils en mettent donc probablement légèrement plus.